


PREPARACIÓN DE MUESTRAS ORGÁNICAS



LabTech

WWW.LABTECHSRL.COM

WSPE EXTRACTOR DE VACÍO MANUAL

En la extracción en fase sólida (SPE), el control preciso del caudal es esencial para garantizar resultados reproducibles. A diferencia de los sistemas convencionales, el manifold de vacío **LabTech WSPE** está equipado con un sistema de válvulas patentado que garantiza una regulación precisa del flujo para cada cartucho individual. Con **WSPE**, puede procesar hasta 12 (WSPE12) o 24 (WSPE24) muestras simultáneamente, combinando precisión, fiabilidad y eficiencia en cada extracción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

▶ RESISTENTE CÁMARA DE VIDRIO

Resistente a los disolventes, evita la condensación y la decoloración para un rendimiento siempre cristalino.

▶ TAPA ROBUSTA ANTICORROSIÓN

Mantiene su forma incluso bajo operaciones de alta presión

▶ RACK DE VIALES PREMIUM EN PTFE

Soporte fiable y duradero para sus viales de recolección

▶ CONTROL DE VACÍO DE PRECISIÓN

Regulador de tipo tornillo, resistente a disolventes, para un vacío preciso y constante.

▶ COMPATIBILIDAD VERSÁTIL DE TUBOS

La rejilla de PTFE es compatible con tubos de 11, 13 y 15 mm para adaptarse prácticamente a cualquier flujo de trabajo de laboratorio.

APLICACIONES



» Universidades



» Medio Ambiente



» Industria Alimentaria



» Industria Química

LabTech

WWW.LABTECHSRL.COM

LabTech es una empresa manufacturera líder, con habilidades y pasión dedicadas a proporcionar soluciones de laboratorio avanzadas para la comunidad analítica. Estamos ubicados en Sorisole, en el norte de Italia, y contamos con instalaciones en Estados Unidos y China.

Con sucursales globales, LabTech está organizada en departamentos de I+D, producción, marketing y ventas, y atención al cliente.

Los principales productos de LabTech incluyen sistemas de preparación de muestras orgánicas e inorgánicas, equipos de enfriamiento, calefacción y control de temperatura de laboratorio, instrumentos analíticos, generadores de gas, centrifugadoras de laboratorio y generadores de nitrógeno líquido.

Con científicos expertos e ingenieros experimentados, nuestro equipo de I+D ha desarrollado y lanzado una serie de nuevos equipos e instrumentos dedicados a los laboratorios analíticos modernos.

Con todos estos logros y nuestros continuos esfuerzos de investigación y desarrollo, estamos orgullosos de ser su socio profesional.



LabTech Srl

Via Fatebenefratelli, 1/5 - 24010 Sorisole (BG) - Italy

Tel: +39 035 576614 www.labtechsrl.com

email: marketing@labtechsrl.com